

PROTECTOR TEST KIT

- Enkel og nøyaktig test av Fernox Protector-konsentrasjon som kan gjøres på stedet
- Leveres i en boks i forsterket plast
- Rekker til test av minst 25 systemer
- Egnet for testing av alle Fernox Protectors
- Gjør diagnostisering og behandling ekstra sikker



Fernox Protector Test Kit er utviklet for rask analyse av konsentrasjonen av Fernox Protectors i sentralfyringssystemer som kan gjøres på plass.

Det optimale antallet som er oppgitt i instruksjonene, er når systemet er dosert til anbefalt konsentrasjon. Høyere verdier er imidlertid ikke skadelige for systemet, og er å foretrekke fremfor underdosering.

For informasjon om vårt omfattende tilbud av laboratorietjenester som kan leveres med post, ta kontakt med CIM Norge AS på tlf 22707910.

Reservedeler

Du kan bestille nytt reagensmiddel for testsettet fra vårt salgskontor på tlf **22707910**.

Generelle instruksjoner

Testsettet levers med alt utstyret og alle reagensmidlene som er nødvendige for å fastsette Protector-nivået i minst 25 systemer. Alt utstyr skal skylles nøye med kranvann etter bruk for å sikre at man oppnår nøyaktige testresultater. Før testen utføres skal man skylle prøverøret med litt av vannet som skal testes og siden skal testampullen fylles til 10 ml-markeringen. Testmetoden er svært enkel å utføre og forutsetter ingen formell opplæring.

Emballering, håndtering og oppbevaring

Fernox Protector Test Kit leves som et komplett testsett i en boks av forsterket plast, med fullstendige instruksjoner og tilstrekkelig med reagensmiddel til å utføre minst 25 systemkontroller.

Fernox Protector Test Kit inneholder ikke-farlige reagensmidler. Se risiko- og sikkerhetssetningene som er oppgitt på reagensmiddelbeholderne. Oppbevares utilgjengelig for barn.